

Lea las instrucciones de uso detenidamente antes de empezar a usar el producto.
Conserve estas instrucciones porque puede tener que volver a leerlas.

PRUEBAS funcionales

Kit de recogida de muestra de aliento para el diagnóstico de la intolerancia a azúcares

1. Datos del fabricante

Nombre y Domicilio social

ISOMED PHARMA, S.L.

c/París, 4 Parque Empresarial Európolis

28232 Las Rozas (Madrid) España

www.isomed.com

2. Contenido del estuche

El envase de PRUEBAS FUNCIONALES contiene:

- 8 tubos de recogida de muestra de aliento.
- 2 tubos flexibles.
- 1 folleto de instrucciones de uso.
- Etiquetas identificativas de la muestra.

3. Tipo de producto

PRUEBAS FUNCIONALES es un kit de recogida de muestra de aliento para el diagnóstico de intolerancia o malabsorción de azúcares. El producto se utiliza para la toma de muestras de aliento de los pacientes que presentan síntomas asociados a intolerancias o malabsorción de azúcares.

4. Conservación de PRUEBAS FUNCIONALES

No requiere condiciones especiales de conservación.

5. Instrucciones especiales de utilización

Es importante seguir estas instrucciones de manera precisa para garantizar la fiabilidad y reproducibilidad del diagnóstico. Se recomienda realizar la prueba en presencia de personal cualificado.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- No se recomienda la realización de la prueba en las 4 semanas siguientes a un tratamiento con antibióticos, laxantes osmóticos y/o enemas de limpieza, o a pacientes que hayan sido sometidos a una prueba endoscópica o radiológica que requiera limpieza intestinal.
- Se recomienda la interrupción de la ingesta de probióticos 2 semanas antes de la prueba.
- Debe realizar una dieta pobre en carbohidratos fermentables durante las 24 horas previas al estudio para lograr unos niveles basales de H₂ y/o CH₄ óptimos.
- El paciente tiene que estar en ayuno de 8 horas.
- El día de la prueba el paciente realizará la limpieza bucal solo mediante enjuague con una solución de clorhexidina sin sorbitol.
- El paciente debe abstenerse de masticar chicle, fumar y de realizar cualquier esfuerzo físico desde al menos 30 minutos antes del inicio de la prueba y hasta su finalización.
- Durante la realización de la prueba sólo se permite tomar agua sin gas.

DESARROLLO DE LA PRUEBA

1. Los tubos de recogida de aliento están identificados con el tiempo de toma de muestra tal como se indica en la siguiente tabla:

Nº tubo	Tubo 1	Tubo 2	Tubo 3	Tubo 4	Tubo 5	Tubo 6	Tubo 7	Tubo 8
Tiempo	BASAL (0 min)	POST (25 min)	POST (50 min)	POST (75 min)	POST (100 min)	POST (125 min)	POST (150 min)	POST (175 min)

2. Antes de la administración del sustrato, el paciente debe **soplar por un tubo flexible** en el fondo del **tubo 1** para obtener la muestra de aliento **BASAL**.
*Se recomienda que se contenga el aliento durante aproximadamente 30 segundos para que la concentración de H₂, CH₄ y CO₂ en el aliento sea máxima. La muestra debe contener la última parte del aire espirado. El tubo de vidrio debe taparse rápidamente mientras se continúa soplando con el fin de evitar pérdidas de la muestra.
3. A continuación, se administra el sustrato de elección disuelto en un vaso con 250 ml de agua si el paciente es adulto. En pacientes pediátricos, se disolverá el sustrato en 125 ml de agua. La dosis recomendada de cada sustrato es:

D-xilosa	2 g/kg de peso hasta un máximo de 25 g.
Sacarosa	2 g/kg de peso hasta un máximo de 50 g.
Galactosa	1 g/kg de peso hasta un máximo de 25 g.
Maltosa	1 g/kg de peso hasta un máximo de 25 g.
Sorbitol	0,5 g/kg de peso hasta un máximo de 10 g.

4. Tras la administración del sustrato, se recogerán las muestras de aliento cada 25 minutos en los **7 tubos POST** correspondientes, según la tabla anterior. El procedimiento para la recogida de muestra será igual al descrito en el punto 2.
5. Identificar el kit pegando la etiqueta con el texto **CAJA/BOX** en la zona del estuche correspondiente. La etiqueta con la palabra **"PACIENTE"** debe conservarla el paciente, y la identificada con la palabra **"CLIENTE"** debe ser conservada por el centro como comprobante.
Indicar el **sustrato y dosis** administrados para la realización de la prueba en el recuadro correspondiente del estuche.
6. Enviar el kit junto con la **TABLA DE SÍNTOMAS DEL PACIENTE** al Servicio de Análisis de **ISOMED PHARMA S.L.**

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Se recomienda realizar la prueba en presencia de personal cualificado

Protocolo PRUEBAS FUNCIONALES



1. Recoger la muestra **pre-dosis** (BASAL).



2. Tomar el sustrato disuelto en 250/125 ml de agua.



3. Esperar **25 minutos**.



4. Recoger una muestra en cada uno de los **7 tubos post-dosis** cada **25 min**, durante 175 min.



5.

Identificación de muestras y **envío** para análisis.

6. Incompatibilidades

Dadas las características del producto, no procede.

7. Advertencias

Este producto sanitario **es de un solo uso**. Si usted utiliza el producto para más de un paciente, puede producirse contaminación cruzada, haciendo inservible la prueba.

Los tubos de recogida de muestra deben cerrarse correctamente sin ejercer excesiva presión. Se recomienda enroscar hasta que el tapón no gire fácilmente y después girar con cuidado un cuarto de vuelta más.

Eliminar todas las muestras y materiales utilizados como residuos de riesgo biológico.

Comunicación de incidentes

Si experimenta cualquier tipo de incidente adverso, consulte con un profesional cualificado. También puede comunicarlo directamente al fabricante a través del siguiente correo electrónico:

farmacovigilancia@isomed.com



INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LAS MUESTRAS DE ALIENTO PARA SU ANÁLISIS

- 1.- Rellenar los siguientes datos de la etiqueta identificada con el texto **CAJA/BOX** que encontrará en el interior del estuche.
 - Código origen
 - Edad
 - Sexo (marcar con una X)
 - Sustrato administrado
 - Cantidad de sustrato
- 2.- Una vez cumplimentada la etiqueta pegarla en el espacio del estuche con el texto **CAJA/BOX** reservado para tal fin.
- 3.- Guardar el resto de etiquetas que identifican la muestra (“CLIENTE/PACIENTE”) como comprobante hasta la recepción del resultado.
- 4.- Enviar el kit (estuche con los tubos tras la recogida del aliento, instrucciones de uso con la tabla de síntomas del paciente cumplimentada y la etiqueta identificada con el texto **CAJA/BOX** pegada la zona correspondiente del estuche), a la dirección siguiente:

Isomed Diagnostics
Calle de Julian Camarillo, 7, 3^ºB
28037 Madrid
Email: analisis@isomed.com

Es muy importante que en cada muestra se indiquen los siguientes datos del remitente para el posterior envío del resultado.

- **Domicilio**
- **Dirección de correo electrónico (si tiene)**
- **Teléfono de contacto**
- **Relación de las muestras enviadas**

El siguiente formulario se ha establecido para ayudar al profesional sanitario a valorar el resultado del Test de Aliento y poder diagnosticar, con la sintomatología del paciente, si existe intolerancia o malabsorción de azúcares.

IMPORTANTE: Una vez cumplimentado por el paciente, enviar este formulario dentro del kit al Servicio de Análisis de ISOMED PHARMA S.L.

DATOS DEL PACIENTE
Código de Origen: _____

Sustrato administrado: _____

Cantidad de sustrato: _____

Edad: _____

VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS DEL PACIENTE

Marque con una "X" los síntomas que pudiera padecer durante la prueba.

TIEMPO	ANTES (ayuno)	DURANTE 25min	DURANTE 50min	DURANTE 75min	DURANTE 100min	DURANTE 125min	DURANTE 150min	DURANTE 175min	DESPUÉS de la prueba
SÍNTOMAS									
Dolor abdominal o cólicos									
Gases (eructos o flatulencias)									
Borborigmos o sonidos abdominales									
Náuseas o vómitos									
Estreñimiento									
Diarrea									
Inflamación o distensión abdominal									
Ardor o acidez estomacal									
Dispepsia o trastornos de la digestión									
Otros síntomas (especificar):									

OBSERVACIONES:

Read the instructions for use carefully before starting to use the product.
Keep these instructions, as you may have to read them again.

PRUEBAS funcionales

Kit for breath sample collection for the diagnosis of sugars intolerance

1. Manufacturer's information

Registered corporate name and address

ISOMED PHARMA, S.L.

c/París 4, Parque Empresarial Európolis

28232 - Las Rozas (Madrid) Spain

www.isomed.com

2. Case contents

The PRUEBAS FUNCIONALES package contains:

- 8 breath sample collection tubes
- 2 flexible tubes
- 1 instruction for use leaflet
- Sample identification labels

3. Product type

PRUEBAS FUNCIONALES is a kit for breath sample collection for the diagnosis of sugars intolerance or malabsorption. The product is used for taking breath samples from patients who have symptoms associated with sugar intolerance or malabsorption.

4. PRUEBAS FUNCIONALES conservation

No special storage conditions required.

5. Special instructions for use

It is important that these instructions be followed precisely to ensure the reliability and reproducibility of the diagnosis. It is recommended that the test be performed in the presence of qualified personnel.

PREPARING THE PATIENT BEFORE THE TEST

- The conduct of this test is not recommended within 4 weeks of treatment with antibiotics, osmotic laxatives, and/or cleansing enemas, or for patients who have undergone endoscopic or radiological testing requiring bowel cleansing.
- It is advised that the consumption of probiotics be discontinued 2 weeks before the test.
- A diet low in fermentable carbohydrates should be consumed for 24 hours prior to the test to achieve optimal baseline levels of H₂ and/or CH₄.
- The patient must fast for a minimum period of 8 hours.
- On the day of the test, the patient shall wash their mouth exclusively by rinsing it with a sorbitol-free chlorhexidine solution.
- The patient should refrain from chewing gum, smoking, or performing any physical effort starting at least 30 minutes before the start of the test and until its completion.
- Only non-carbonated water can be consumed during the test.

TEST PROCEDURE

1. The breath collection tubes must be labeled with the sampling times as shown in the following table:

Tube no	Tube 1	Tube 2	Tube 3	Tube 4	Tube 5	Tube 6	Tube 7	Tube 8
Time	BASELINE (0 min)	POST (25 min)	POST (50 min)	POST (75 min)	POST (100 min)	POST (125 min)	POST (150 min)	POST (175 min)

2. Before administering the substrate, the patient must **blow through a flexible tube** located at the bottom of **tube1** in order to obtain the **BASELINE** breath sample.

*It is recommended that the patient hold their breath for approximately 30 seconds so that the concentration of H₂, CH₄, and CO₂ in their breath is maximized. The sample must contain the last portion of the exhaled air. The glass tube should be capped quickly while the patient continues to blow in order to avoid sample losses.

3. The substrate of choice is then administered dissolved in a glass with 250 ml of water if the patient is an adult. For pediatric patients, the substrate must be dissolved in 125 ml of water. The recommended dose of each substrate is:

D-xylose	2 g/kg of weight up to a maximum of 25 g.
Sucrose	2 g/kg of weight up to a maximum of 50 g.
Galactose	1 g/kg of weight up to a maximum of 25 g.
Maltose	1 g/kg of weight up to a maximum of 25 g.
Sorbitol	0,5 g/kg of weight up to a maximum of 10 g.

4. After administering the substrate, breath samples should be collected into the appropriate **7 POST tubes** every 25 minutes according to the table above. The sampling procedure shall be the same as described in point 2.

5. Identify the kit by sticking the label with the text **CAJA/BOX** to the corresponding area of the case. The label with the word **"PATIENT"** must be kept by the patient, and the one identified with the word **"CUSTOMER"** must be kept by the site as proof.

Indicate the **substrate and dose** administered for the test in the corresponding box of the package.

6. Send the kit together with the **PATIENT'S SYMPTOMS TABLE** to the Analysis Service of **ISOMED PHARMA S.L.**

TEST PROTOCOL

It is recommended that the test be performed in the presence of qualified personnel

PRUEBAS FUNCIONALES Protocol



1 Collect the **pre-dosing** sample (BASELINE).



2 Take the substrate dissolved in 250/125 ml of water.



3 Wait **25 minutes**.



4 Collect a **post-dosing** sample into each of the **7 tubes every 25 min**,



5 **Identification** of samples and **shipping** for analysis.

7. Incompatibilities

Not applicable due to the product's characteristics.

8. Warnings

This medical device is **for single use only**. Cross-contamination may occur if the product is used for more than one patient, thus rendering the test useless.

The sample collection tubes must be closed properly without exerting excessive pressure. It is recommended that the cap be screwed on until it no longer turns easily, and to then carefully turn it another quarter turn.

Dispose of all samples and materials used as biohazard waste.

9. Reporting of incidents

If the patient experiences any type of adverse incident, please contact a qualified professional. You may also report any incidents directly to the manufacturer through the following email:

farmacovigilancia@isomed.com.



INSTRUCTIONS FOR SENDING BREATH SAMPLES FOR ANALYSIS

- 1.- Fill in the following data from the label identified by the text **CAJA/BOX** that you will find inside the case:
 - Source code
 - Age
 - Sex (please mark with an X)
 - Administered substrate
 - Amount of substrate
- 2.- Once the label has been filled in, stick it to the area of the case with the text **CAJA/BOX** reserved for this purpose.
- 3.- Save the rest of the labels identifying the sample ("CUSTOMER/PATIENT") as proof until receipt of the result.
- 4.- Send the kit (case containing the tubes after the breath collection, instructions for use with the patient's symptoms table filled in, and label identified by the text **CAJA/BOX** attached to the corresponding area of the case) to the following address:

Isomed Diagnostics
Calle de Julian Camarillo, 7, 3^oB
28037 Madrid
Email: analisis@isomed.com

It is very important that the following sender's data be indicated in each sample for the purpose of subsequently resending the result.

- **Address**
- **Email address (if any)**
- **Contact telephone number**
- **List of samples sent**

The following form was prepared to help health professionals assess the result of the Breath Test and diagnose a sugar intolerance based on a patient's symptoms.

IMPORTANT NOTE: Once the form has been completed by the patient, please insert it into the kit and send it to the Analysis Service of ISOMED PHARMA S.L.

PATIENT'S INFORMATION

Source code: _____

Substrate administered: _____

Amount of substrate _____

Age: _____

Sex: Male Female

ASSESSMENT OF THE PATIENT'S SYMPTOMS

Mark the symptoms that the patient experienced during the test with an "X".

TIEMPO SÍNTOMAS	BEFORE (fasted)	DURING 25min	DURING 50min	DURING 75min	DURING 100min	DURING 125min	DURING 150min	DURING 175min	AFTER the test
Abdominal pain or cramping									
Gases (belching or flatulence)									
Bowel or abdominal sounds									
Nausea or vomiting									
Constipation									
Diarrhea									
Abdominal inflammation or swelling									
Heartburn									
Dyspepsia or digestive disorders									
Other symptoms (please specify):									

Comments: _____